


MEDIAL HEEL SKIVE ASOCIADO A ORTESIS INVERTIDA DE BLAKE

El uso del MEDIAL HEEL SKIVE asociado a ORTESIS INVERTIDA (Blake Inverted Orthoses) va a mejorar la magnitud del momento de fuerza reactivo de la ortesis plantar.



Disminuye el efecto cinético de las fuerzas pronadoras intrínsecas y extrínsecas sobre el eje de rotación subtalar-mediotarsiano y, por otro lado, aumenta el brazo de palanca de las estructuras supinadoras como el TIBIAL POSTERIOR generando así un menor stress tensil miotendinoso sobre el tejido y consecuente mejora funcional y sintomática.