

GENU VARO ASOCIADO A DOLOR EN LA CARA INTERNA DE LA RODILLA

La colocación de una pieza de antepié y/o retropié tipo cuña pronadora, en 3-4mm de EVA shore 40°-50° en la ortesis plantar, nos puede ayudar a controlar el exceso de stress compresivo sobre la interlínea articular medial de la rodilla en la **OSTEOARTROSIS MEDIAL DE RODILLA**. Indicado en aquellos pacientes que muestren una deformidad de genu varo y/o varo tibial asociado a dolor en la cara interna de rodilla. Dicha pieza va a disminuir el momento aductor sobre la rodilla con el finde "abrir" el compartimento medial y mejorar la función y dolor de esta articulación.

