

ACOMODACIÓN FASCIAL EN LA ORTESIS PLANTAR

¿Sabías que la incorporación de la modificación tipo ACOMODACIÓN FASCIAL en la ortesis plantar nos puede ayudar a controlar la irritación de la aponeurosis plantar en contacto con la plantilla ortopédica?

Indicado en aquellos pacientes que muestren un **exceso de tensión en la fascia plantar en bipedestación o durante los primeros grados de FD MTF HALLUX durante el Test de Jack** (signo de cuerda de guitarra +).

Este surco que hacemos en la plantilla sobre el recorrido de la aponeurosis nos permite acomodar dicho tejido evitando así la presión excesiva del ALI sobre la fascia plantar.

